



TopiVac O<sub>2</sub>/O<sub>3</sub> Yıkamalı Yara Tedavi Kartuşu  
MultiCASE / CANISTER Eksude Toplama Kabı  
Teknik Özellikler / Datasheet / Teknik Katolog





## TopiVac O<sub>2</sub>/O<sub>3</sub> Yıkamalı Yara Tedavi Kartuşu MultiCASE / CANISTER Eksude Toplama Kabı

Ürün Barkodu	ÜRÜN GRUBU / MODEL	Ürün Referans Numarası (Katalog)	TopiVac O <sub>2</sub> /O <sub>3</sub> Yıkamalı Yara Tedavi Kartuşu MultiCASE / CANISTER Eksude Toplama Kabı ÜRÜN ADI /TİP
8697400830027	MultiDRESS	TPVMPR	TopiVAC PRO MULTICASE ÇOK FONKSİYONLU TOPICAL KARIŞIM KABI
8697400830201	Canister	TPVCA500	TopiVAC HAND CANISTER TOPLAMA KABI JELLİ 500 ml.
8697400830539	Canister	TPVCA1000	TopiVAC HAND CANISTER TOPLAMA KABI JELLİ 1000 ml
8697400830546	MultiCASE	TPVMCOK	TopiVAC HAND MULTICASE ÇOK FONKSİYONLU YIKAMA KABI 1000 ml + OKSİJENLENDİRİLMİŞ SU SETİ (500ML)
8697400830553	Canister	Canister 1000ml	Karbon Filtreli Topivac Canister Toplama Kabı 1000ml
8697400830669	MultiCASE	TPVMCBS	TopiVAC HAND MULTICASE ÇOK FONKSİYONLU YIKAMA KABI 1000 ml + BİDİSTİLE SU SETİ (500ML)
8697400830997	Canister	Canister 1000ml	Yıkamalı Jelli Topivac Canister Toplama Kabı 1000ml
8697400833011	Topivac	TOPIVAC TPVMCOZ	ÇOK FONKSİYONLU YIKAMA KABI 1000ML + OZONLANDIRILMIŞ SU SETİ (500ML)
8697400833028	Topivac	TOPISET TPVMCOZ	ÇOK FONKSİYONLU YIKAMA KABI 1000ML + OZONLANDIRILMIŞ SU SETİ (500ML)
8697400833035	Topivac	MULTIDRESS TPVMCOZ	ÇOK FONKSİYONLU YIKAMA KABI 1000ML + OZONLANDIRILMIŞ SU SETİ (500ML)
8697400833073	Topivac	TOPIVAC TPVCA500	Canister Toplama Kabı Jelli 500 ml
8697400833080	Topivac	TOPISET TPVCA500	Canister Toplama Kabı Jelli 500 ml
8697400833097	Topivac	MULTIDRESS TPVCA500	Canister Toplama Kabı Jelli 500 ml
8697400833134	Topivac	TOPIVAC TPVCA1000	Canister Toplama Kabı Jelli 1000 ml
8697400833141	Topivac	TOPISET TPVCA1000	Canister Toplama Kabı Jelli 1000 ml
8697400833158	Topivac	MULTIDRESS TPVCA1000	Canister Toplama Kabı Jelli 1000 ml



## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>MARKA</b>	TopiVAC
<b>Model</b>	Topiset / MultiDress / Multicase / Canister
<b>Üretici</b>	TEKNOMAR LTD. ŞTİ.
<b>TOPIVAC Yara Kapama Seti Sınıfı</b>	Sınıf-Iıb (steril)
<b>TOPIVAC Toplama Kabı Sınıfı</b>	Sınıf-Is (steril)
<b>Cihaz Uyumluluğu</b>	TopiVAC Marka Cihazlar ile Kullanılır
<b>Kullanım şekli</b>	Tek kullanımlık (disposable)
<b>Steril Paketleme Türü</b>	EO Sterilizasyon paketi
<b>Sterilizasyon Türü</b>	Etilen Oksit ile Steril edilmiştir
<b>Steril Raf Ömrü</b>	24 ay
<b>Hastada Maksimum Kullanma Süresi</b>	72 saat
<b>Pansuman Kiti</b>	Her bir Tedavi Seansı için bir Set
<b>DEHP içeriği</b>	DEHP türü kimyasal içermez
<b>BELGELER</b>	ISO 9001, ISO 13485, 93/42 AT CE, Yerli Malı Belgesi, TUR Belgesi, Serbest Satış Sertifikası
<b>ÜRÜN TEST ve ANALİZLERİ</b>	Sitotoksosite Sentizasyon İrritasyon Etilenklor Hidrin Biyolojik Yük (Aerobic, küf, maya) Bioburden Sterilite Etilen oksit Kalıntı testi, Sağlamlık Sızdırmazlık Yaşlandırma Testleri
<b>Ürün Menşei</b>	TR
<b>GTIP Numarası</b>	90.18.90.93.00.00
<b>GMDN Kodu</b>	34059

## Ürün Ambalaj Özellikleri

Ürün Adı	Bir Koli İçindeki Ürün Sayısı (adet)	Koli Ölçüleri (cm)	Koli Ağırlığı (kg)
Küçük / Orta Kapama Seti	20	34x38x32	2.1
Büyük Kapama Seti	20	34x48x32	2.3
Toplama Kabı (Canister)	10	39x56x23	5.1
Muticase (O2 / O3 Yıkama ve Toplama Kartuşu)	5	36x42x23	6.9
Abdominal (Batın Kapama Seti)	10	38x48x32	2.4