




TopiVac ElektroTensli Topical Yara Kapama Pansuman Setleri Teknik Özellikler / DataSheet / Teknik Katalog





TopiVAC E.Tensli Topical Yara Kapama Pansuman Setleri

Ürün Barkodu	ÜRÜN GRUBU / MODEL	Ürün Referans Numarası (Katalog)	TopiVAC E.Tensli Topical Yara Kapama Pansuman Setleri ÜRÜN ADI / TİP
8697400830041	MultiDRESS	TPVSA	TOPISET TOPIKAL VAKUMLU YARA İNSTİLASYON TEDAVİSİ TENSLİ KOMBİNE TERAPİ SETİ AÇIK BATIN ÇOKLU PANSUMAN KİTİ
8697400830560	TopiSET	10 x 10cm Kare	TopiVAC – Multidress Yıkamalı ve TENSLİ VAC Yara Kapama Seti Küçük Boy
8697400830577	TopiSET	TPVSDRP	TopiVAC HAND DREP
8697400830645	TopiSET	13 x 20cm Elips	TopiVAC – Multidress Yıkamalı ve TENSLİ VAC Yara Kapama Seti Orta Boy
8697400830652	TopiSET	20 x 20cm Kare	TopiVAC – Multidress Yıkamalı ve TENSLİ VAC Yara Kapama Seti Büyük Boy
8697400830713	TopiSET	TPVSK615	TopiSET TOPIKAL VAKUMLU YARA İNSTİLASYON TEDAVİSİ TENSLİ KOMBİNE TERAPİ SETİ 6cm X 15cm DİKDÖRTGEN
8697400830850	TopiSET	TPVSK1010	TopiSET TOPIKAL VAKUMLU YARA İNSTİLASYON TEDAVİSİ TENSLİ KOMBİNE TERAPİ SETİ 10cm X 10cm KARE
8697400830867	TopiSET	TPVSKR10	TopiSET TOPIKAL VAKUMLU YARA İNSTİLASYON TEDAVİSİ TENSLİ KOMBİNE TERAPİ SETİ R 10cm YUVARLAK
8697400830874	TopiSET	TPVSO1320	TopiSET TOPIKAL VAKUMLU YARA İNSTİLASYON TEDAVİSİ TENSLİ KOMBİNE TERAPİ SETİ 13cm X 20cm ELİPS
8697400830881	TopiSET	TPVSB2020	TopiSET TOPIKAL VAKUMLU YARA İNSTİLASYON TEDAVİSİ TENSLİ KOMBİNE TERAPİ SETİ 20cm X 20cm KARE
8697400830898	TopiSET	TPVSB1530	TopiSET TOPIKAL VAKUMLU YARA İNSTİLASYON TEDAVİSİ TENSLİ KOMBİNE TERAPİ SETİ 15cm X 30cm DİKDÖRTGEN
8697400830904	TopiSET	TPVSB2030	TopiSET TOPIKAL VAKUMLU YARA İNSTİLASYON TEDAVİSİ TENSLİ KOMBİNE TERAPİ SETİ 20cm X 30cm DİKDÖRTGEN
8697400830911	TopiSET	TPVSB3030	TopiSET TOPIKAL VAKUMLU YARA İNSTİLASYON TEDAVİSİ TENSLİ KOMBİNE TERAPİ SETİ 30cm X 30cm KARE
8697400830928	TopiSET	TPVSB2545	TopiSET TOPIKAL VAKUMLU YARA İNSTİLASYON TEDAVİSİ TENSLİ KOMBİNE TERAPİ SETİ 25cm X 45cm DİKDÖRTGEN
8697400830935	TopiSET	TPVSCU	TopiSET TOPIKAL VAKUMLU YARA İNSTİLASYON TEDAVİSİ TENSLİ KOMBİNE TERAPİ SETİ CUSTOM SIZE
8697400831017	TopiSET	10 x 10cm Kare	TopiVAC – Multidress Yıkamalı ve TENSLİ VAC Yara Kapama Seti Küçük Boy
8697400831024	TopiSET	13 x 20cm Elips	TopiVAC – Multidress Yıkamalı ve TENSLİ VAC Yara Kapama Seti Orta Boy
8697400831031	TopiSET	20 x 20cm Kare	TopiVAC – Multidress Yıkamalı ve TENSLİ VAC Yara Kapama Seti Büyük Boy



TEKNİK ÖZELLİKLER

MARKA	TopiVAC
Model	Topiset / MultiDress / Multicase / Canister
Üretici	TEKNOMAR LTD. ŞTİ.
TOPIVAC Yara Kapama Seti Sınıfı	Sınıf-Iıb (steril)
TOPIVAC Toplama Kabı Sınıfı	Sınıf-Is (steril)
Cihaz Uyumluluğu	TopiVAC Marka Cihazlar ile Kullanılır
Kullanım şekli	Tek kullanımlık (disposable)
Steril Paketleme Türü	EO Sterilizasyon paketi
Sterilizasyon Türü	Etilen Oksit ile Steril edilmiştir
Steril Raf Ömrü	24 ay
Hastada Maksimum Kullanma Süresi	72 saat
Pansuman Kiti	Her bir Tedavi Seansı için bir Set
DEHP içeriği	DEHP türü kimyasal içermez
BELGELER	ISO 9001, ISO 13485, 93/42 AT CE, Yerli Malı Belgesi, TUR Belgesi, Serbest Satış Sertifikası
ÜRÜN TEST ve ANALİZLERİ	Sitotoksisite
	Sentizizasyon
	İrritasyon
	Etilenklor Hidrin
	Biyolojik Yük (Aerobic, küf, maya)
	Bioburden
	Sterilite
	Etilen oksit Kalıntı testi,
	Sağlamlık
	Sızdırmazlık
Yaşlandırma Testleri	
Ürün Menşei	TR
GTIP Numarası	90.18.90.93.00.00
GMDN Kodu	34059

Ürün Ambalaj Özellikleri

Ürün Adı	Bir Koli İçindeki Ürün Sayısı (adet)	Koli Ölçüleri (cm)	Koli Ağırlığı (kg)
Küçük / Orta Kapama Seti	20	34 x 38 x 32	2.1
Büyük Kapama Seti	20	34 x 48 x 32	2.3
Toplama Kabı (Canister)	10	39 x 56 x 23	5.1
MutiCase (O ₂ / O ₃ Yıkama ve Toplama Kartuşu)	5	36 x 42 x 23	6.9
Abdominal (Batın Kapama Seti)	10	38 x 48 x 32	2.4