




# TopiVAC MultiDRESS O<sub>2</sub>/O<sub>3</sub> Yıkamalı Yara Kapama Pansuman Setleri Teknik Özellikler / Datasheet / Teknik Katolog





## TopiVAC MultiDRESS O<sub>2</sub>/O<sub>3</sub> Yıkamalı Yara Kapama Pansuman Setleri

Ürün Barkodu	ÜRÜN GRUBU / MODEL	Ürün Referans Numarası( Katalog )	TopiVAC MultiDRESS O2/O3 Yıkamalı Yara Kapama Pansuman Setleri ÜRÜN ADI / TİP
8697400830010	MultiDRESS	TPVHS	TopiVAC HAND MULTIDRESS VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON TEDAVİSİ KAPAMA SETİ - SACRAL
8697400830034	MultiDRESS	TPVHA	TopiVAC HAND MULTIDRESS VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON TEDAVİSİ KAPAMA SETİ - BATIN
8697400830058	MultiDRESS	TPVHMDA	VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON KAPAMA SETİ - BATIN
8697400830478	MultiDRESS	TPVHMDS	VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON KAPAMA SETİ - KÜÇÜK
8697400830485	MultiDRESS	TPVHMDM	VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON KAPAMA SETİ - ORTA
8697400830492	MultiDRESS	TPVHMDL	VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON KAPAMA SETİ - BÜYÜK
8697400830720	MultiDRESS	TPVHK615	TopiVAC HAND MULTIDRESS VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON TEDAVİSİ KAPAMA SETİ - KÜÇÜK 6cm X 15cm DİKDÖRTGEN
8697400830768	MultiDRESS	TPVHK1010	TopiVAC HAND MULTIDRESS VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON TEDAVİSİ KAPAMA SETİ - KÜÇÜK 10cm X 10cm KARE
8697400830775	MultiDRESS	TPVHKR10	TopiVAC HAND MULTIDRESS VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON TEDAVİSİ KAPAMA SETİ - KÜÇÜK 10cm YUVARLAK
8697400830782	MultiDRESS	TPVHO1320	TopiVAC HAND MULTIDRESS VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON TEDAVİSİ KAPAMA SETİ - ORTA 13cmX20cm ELİPS
8697400830799	MultiDRESS	TPVHB2020	TopiVAC HAND MULTIDRESS VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON TEDAVİSİ KAPAMA SETİ - BÜYÜK 20cm X 20cm KARE
8697400830805	MultiDRESS	TPVHB1530	TopiVAC HAND MULTIDRESS VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON TEDAVİSİ KAPAMA SETİ - BÜYÜK 15cm X 30cm DİKDÖRTGEN
8697400830812	MultiDRESS	TPVHB2030	TopiVAC HAND MULTIDRESS VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON TEDAVİSİ KAPAMA SETİ - BÜYÜK 20cm X 30cm DİKDÖRTGEN

Ürün Barkodu	ÜRÜN GRUBU / MODEL	Ürün Referans Numarası( Katalog )	TopiVAC MultiDRESS O2/O3 Yıkamalı Yara Kapama Pansuman Setleri ÜRÜN ADI / TİP
8697400830829	MultiDRESS	TPVHB3030	TopiVAC HAND MULTIDRESS VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON TEDAVİSİ KAPAMA SETİ - BÜYÜK 30cm X 30cm KARE
8697400830836	MultiDRESS	TPVHB2545	TopiVAC HAND MULTIDRESS VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON TEDAVİSİ KAPAMA SETİ - BÜYÜK 25cm X 45cm DİKDÖRTGEN
8697400830843	MultiDRESS	TPVHCU	TopiVAC HAND MULTIDRESS VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON TEDAVİSİ KAPAMA SETİ - CUSTOM SIZE
8697400832175	Topivac	TOPIVAC TPVHK1010	TOPIVAC VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON TEDAVİSİ KAPAMA SETİ-KÜÇÜK
8697400832182	Topivac	TOPISET TPVHK1010	TOPIVAC VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON TEDAVİSİ KAPAMA SETİ-KÜÇÜK
8697400832199	Topivac	MULTIDRESS TPVHK1010	TOPIVAC VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON TEDAVİSİ KAPAMA SETİ-KÜÇÜK
8697400832205	Topivac	TOPIVAC TPVHO1320	TOPIVAC VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON TEDAVİSİ KAPAMA SETİ-ORTA
8697400832212	Topivac	TOPISET TPVHO1320	TOPIVAC VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON TEDAVİSİ KAPAMA SETİ-ORTA
8697400832229	Topivac	MULTIDRESS TPVHO1320	TOPIVAC VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON TEDAVİSİ KAPAMA SETİ-ORTA
8697400832236	Topivac	TOPIVAC TPVHB2020	TOPIVAC VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON TEDAVİSİ KAPAMA SETİ-BÜYÜK
8697400832243	Topivac	TOPISET TPVHB2020	TOPIVAC VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON TEDAVİSİ KAPAMA SETİ-BÜYÜK
8697400832250	Topivac	MULTIDRES TPVHB2020	TOPIVAC VAKUM YARDIMLI YARA İRRİGASYON TEDAVİSİ KAPAMA SETİ-BÜYÜK
8697400832359	Topivac	TOPIVAC TPVHMDS	VAKUM YARDIMLI YARA IRRIGASYON KAPAMA SETİ – KÜÇÜK
8697400832366	Topivac	TOPISET TPVHMDS	VAKUM YARDIMLI YARA IRRIGASYON KAPAMA SETİ – KÜÇÜK
8697400832373	Topivac	MULTIDRESS TPVHMDS	VAKUM YARDIMLI YARA IRRIGASYON KAPAMA SETİ – KÜÇÜK
8697400832380	Topivac	TOPIVAC TPVHMDM	VAKUM YARDIMLI YARA IRRIGASYON KAPAMA SETİ – ORTA
8697400832397	Topivac	TOPISET TPVHMDM	VAKUM YARDIMLI YARA IRRIGASYON KAPAMA SETİ – ORTA
8697400832403	Topivac	MULTIDRESS TPVHMDM	VAKUM YARDIMLI YARA IRRIGASYON KAPAMA SETİ – ORTA
8697400832410	Topivac	TOPIVAC TPVHMDL	VAKUM YARDIMLI YARA IRRIGASYON KAPAMA SETİ – BÜYÜK



Ürün Barkodu	ÜRÜN GRUBU / MODEL	Ürün Referans Numarası( Katalog )	TopiVAC MultiDRESS O2/O3 Yıkamalı Yara Kapama Pansuman Setleri ÜRÜN ADI / TİP
8697400832427	Topivac	TOPISET TPVHMDL	VAKUM YARDIMLI YARA IRRIGASYON KAPAMA SETİ – BÜYÜK
8697400832434	Topivac	MULTIDRESS TPVHMDL	VAKUM YARDIMLI YARA IRRIGASYON KAPAMA SETİ – BÜYÜK
8697400832441	Topivac	TOPIVAC TPVHMDA,	VAKUM YARDIMLI YARA IRRIGASYON KAPAMA SETİ – BATIN
8697400832458	Topivac	TOPISET TPVHMDA,	VAKUM YARDIMLI YARA IRRIGASYON KAPAMA SETİ – BATIN
8697400832465	Topivac	MULTIDRESS TPVHMDA	VAKUM YARDIMLI YARA IRRIGASYON KAPAMA SETİ – BATIN

## TEKNİK ÖZELLİKLER

MARKA	TopiVAC
Model	Topiset / MultiDress / Multicase / Canister
Üretici	TEKNOMAR LTD. ŞTİ.
TOPIVAC Yara Kapama Seti Sınıfı	Sınıf-Iıb (steril)
TOPIVAC Toplama Kabı Sınıfı	Sınıf-Is (steril)
Cihaz Uyumluluğu	TopiVAC Marka Cihazlar ile Kullanılır
Kullanım şekli	Tek kullanımlık (disposable)
Steril Paketleme Türü	EO Sterilizasyon paketi
Sterilizasyon Türü	Etilen Oksit ile Steril edilmiştir
Steril Raf Ömrü	24 ay
Hastada Maksimum Kullanma Süresi	72 saat
Pansuman Kiti	Her bir Tedavi Seansı için bir Set
DEHP içeriği	DEHP türü kimyasal içermez
BELGELER	ISO 9001, ISO 13485, 93/42 AT CE, Yerli Malı Belgesi, TUR Belgesi, Serbest Satış Sertifikası
ÜRÜN TEST ve ANALİZLERİ	Sitotoksite Sentizasyon



ÜRÜN TEST ve ANALİZLERİ	İrritasyon
	Etilenklor Hidrin
	Biyolojik Yük (Aerobic, küf, maya)
	Bioburden
	Sterilite
	Etilen oksit Kalıntı testi,
	Sağlamlık
	Sızdırmazlık
Yaşlandırma Testleri	
Ürün Menşei	TR
GTIP Numarası	90.18.90.93.00.00
GMDN Kodu	34059

## Ürün Ambalaj Özellikleri

Ürün Adı	Bir Koli İçindeki Ürün Sayısı (adet)	Koli Ölçüleri (cm)	Koli Ağırlığı (kg)
Küçük / Orta Kapama Seti	20	34 x 38 x 32	2.1
Büyük Kapama Seti	20	34 x 48 x 32	2.3
Toplama Kabı (Canister)	10	39 x 56 x 23	5.1
Multicase (O <sub>2</sub> / O <sub>3</sub> Yıkama ve Toplama Kartuşu)	5	36 x 42 x 23	6.9
Abdominal (Batın Kapama Seti)	10	38 x 48 x 32	2.4